

Rack, 96-format, LowBase

2D rack ID position A12
for 0.26 ml Tubes with External Screw Caps



SCIENCE IS OUR BUSINESS



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX68-0300-21 | Azenta | Hersteller-Nr.: 68-0300-21

181,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand: FluidX
Passend für Rackformat: SBS/96
Produktart: Rack leer
Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde
Verpackung: Packung à 10 Racks
Volumen: 0.26 ml