

base: 2D code, capped
LowBase rack, gamma irradiated



Artikel-Nr.: AX68-0301-11-GS | Azenta | Hersteller-Nr.: 68-0301-11-GS

989,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Aktionsangebote:	Jubiläumsaktion
Brand:	FluidX
Codierung:	2D-Barcode
Format:	LowBase Rack
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Außengewinde
Sterilität:	steril
Verpackung:	Packung à 10 Racks
Volumen:	0.26 ml