

0.26ml 2D-coded Tube, 96-format, External Thread

base: 2D code, uncapped
LowBase rack, 2D rack ID position A12



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX68-0301-13 | Azenta | Hersteller-Nr.: 68-0301-13

741,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand: FluidX
Codierung: 2D-Barcode
Format: LowBase Rack
Passend für Rackformat: SBS/96
Produktart: Gefäß ohne Deckel
Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde
Verpackung: Packung à 10 Racks
Volumen: 0.26 ml