

0.26ml Dual-coded Tube, 96-format, External Thread

base: 2D Code, side: 2D, Human Readable Number
uncapped, LowBase rack, 2D rack ID position A12



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX68-0303-13 | Azenta | Hersteller-Nr.: 68-0303-13

949,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	FluidX
Codierung:	1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode
Format:	LowBase Rack
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß ohne Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Außengewinde
Verpackung:	Packung à 10 Racks
Volumen:	0.26 ml