

0.5ml Tri-coded Tube, 96-format, External Thread

base: 2D Code, side: 1D Barcode, Human Readable
Number, capped, gamma irradiated, LowBase rack



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX68-0703-11-GS | Azenta | Hersteller-Nr.: 68-0703-11-GS

1.209,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	FluidX
Codierung:	1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode
Format:	LowBase Rack
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Außengewinde
Sterilität:	steril
Verpackung:	Packung à 10 Racks
Volumen:	0.5 ml