

0.8ml Tri-coded Tube, 96-format, External Thread

base: 2D Code, side: 1D Barcode, Human Readable
Number, capped



Packung à 960 Tubes (bulk)

Artikel-Nr.: AX68-0801-10 | Azenta | Hersteller-Nr.: 68-0801-10

1.094,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	FluidX
Codierung:	2D-Barcode
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Außengewinde
Verpackung:	Packung à 960 Tubes (bulk)
Volumen:	0.8 ml