

0.8ml Tri-coded Tube, 96-format, External Thread

base: 2D Code, side: 1D Barcode, Human Readable
Number, capped, HighBase rack



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX68-0801-11 | Azenta | Hersteller-Nr.: 68-0801-11

1.138,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand:	FluidX
Codierung:	2D-Barcode
Format:	HighBase Rack
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Außengewinde
Verpackung:	Packung à 10 Racks
Volumen:	0.8 ml