

0.9ml Dual-coded Tube, 96-format, External Thread

base: 2D Code and Human Readable Number
capped, HighBase rack, with TubeLock



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX68-1001-12 | Azenta | Hersteller-Nr.: 68-1001-12

800,50 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand:	FluidX
Codierung:	1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode
Format:	HighBase Rack
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Außengewinde
Verpackung:	Packung à 10 Racks
Volumen:	0.9 ml