

## 1.0ml Tri-coded Tube, 96-format, External Thread

base: 2D Code, side: 1D Barcode, Human Readable  
Number, capped, gamma irradiated, HighBase rack



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX68-1003-11-GS | Azenta | Hersteller-Nr.: 68-1003-11-GS

**1.170,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Brand:</b>	FluidX
<b>Codierung:</b>	1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode
<b>Format:</b>	HighBase Rack
<b>Passend für Rackformat:</b>	SBS/96
<b>Produktart:</b>	Gefäß mit Deckel
<b>Schraubdeckel / Stopfen:</b>	Außengewinde
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	Packung à 10 Racks
<b>Volumen:</b>	1.0 ml