

## 1.0ml 2D-coded Tube, External Thread

base: 2D Code, capped  
HighBase rack



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX68-1004-11 | Azenta | Hersteller-Nr.: 68-1004-11

**994,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Brand:** FluidX  
**Codierung:** 2D-Barcode  
**Format:** HighBase Rack  
**Passend für Rackformat:** SBS/96  
**Produktart:** Gefäß mit Deckel  
**Schraubdeckel / Stopfen:** Außengewinde  
**Verpackung:** Packung à 10 Racks  
**Volumen:** 1.0 ml