

Echo Qualified Acoustic Tube, Internally capped

70 µl tube with 2D4 Code, capped with screw cap
Acoustic Tube Rack, 1D Barcode, Locking Lid



SCIENCE IS OUR BUSINESS



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX69-0200-11 | Azenta | Hersteller-Nr.: 69-0200-11

1.021,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	FluidX
Codierung:	2D-Barcode, 2D4 Quad Code
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Innengewinde
Verpackung:	Packung à 10 Racks
Volumen:	70µl