

Alexa Fluor® 647 anti-human CD68 Recombinant

Mouse IgG1, kappa
QA20B07



BioLegend
From Revvity

25 µg
Artikel-Nr.: B381203 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 381203

200,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: IHC-P
Clone: QA20B07
Format: A647
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 µg

Alexa Fluor® 647 anti-human CD68 Recombinant

Clone: QA20B07
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Macrosialin
Size: 25 µg

Reactivity: Human
Format: A647
App_Abbrev: IHC-P
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=23496>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>