

Purified anti-human HGF

Rat IgG2a, kappa
W19371A



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B613152 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 613152

188,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: Direct ELISA
Clone: W19371A
Format: PURE
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 100 µg

Purified anti-human HGF

Clone: W19371A

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: Scatter Factor (SF), Hepatopoietin (HPTA), Lung fibroblast-derived mitogen

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: Direct ELISA

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=23141>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>