

Purified anti-Dynamin-2

Rat IgG2a, kappa
W22024F



BioLegend
From Revvity

25 µg

Artikel-Nr.: B633151 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 633151

140,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: ICC, ICFC, IHC-P, WB
Clone: W22024F
Format: PURE
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 25 µg

Purified anti-Dynamin-2

Clone: W22024F

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: DYN2, DI-CMTB, CMTDIB, CMTDI1, DYNII, CMT2M, Dynamin II, LCCS5, Dynamin 2, DNM2

Size: 25 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: WB, IHC-P, ICC, ICFC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=24688>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>