

LEGENDplex Human HGF Capture Bead B2, 13X



BioLegend
From Revvity

100 tests (270 µL)

Artikel-Nr.: B741289 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 741289

95,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: Multiplex - Component
Format: LPLEX
Species of Origin: N/A
Verpackung: 100 tests (270 µL)

LEGENDplex Human HGF Capture Bead B2, 13X

Clone:
Isotype:
Other_Names:
Size: 100 tests (270 µL)

Reactivity: Human
Format: LPLEX
App_Abbrev: Multiplex - Component
Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22545>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>