

DS-7 μ Volume Spectrophotometer

Brazilian Blue



DeNovix

1 Stück

Artikel-Nr.: 31DS-7-B | DeNovix

7.595,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

- **Abs Range (AU 1 cm equiv)** 0.04 - 300
- **Pathlength (mm)** 0.5 - 0.04
- **Measurement Speed** 8 sec
- **AutoRun** No
- **Purity Ratios** Yes
- **Contamination Alerts** No
- **Connectivity** 3 USB ports, Data Export USB, Label, Printers

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Farbe: Brazilian Blue

Messung: Microvolumen

Verpackung: 1 Stück

- **1 μ l UV-Vis:**
Optional mit Küvettenmessung
- **2 bis 15.000 ng/ μ l dsDNA:**
Inkl. SmartPath-Technologie
- **Wartungsfrei:**
Keine Rekalibrierung notwendig
- **Bewährte Technologie:**
Basiert auf DS-11