

DS-8X Eight Channel μ Volume Spectrophotometer

Fire Red



DeNovix

1 Stück

Artikel-Nr.: 31DS-8X-R | DeNovix

17.995,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

- **Abs Range (AU 1 cm equiv)** 0.04 - 220
- **Pathlength (mm)** 0.5 - 0.03
- **Measurement Speed** ~10 sec (8 samples)
- **AutoRun** Yes
- **Purity Ratios** Yes
- **Contamination Alerts** Yes
- **Connectivity** Wi-Fi, Ethernet, Email, 3 USB ports
- **Data Export** USB, Email, Network Folders, Network Printers, Label Printers

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Farbe: Fire Red

Messung: Microvolumen

Verpackung: 1 Stück

- **Schnelle Multichannel 1 μ l UV-Vis Quantifizierung:**
8 Proben in 10 Sekunden, 1 Probe in 2 Sekunden
- **GxP Compliance Ready:**
Optionale 21CFR Part 11 Software, IQ-QQ
- **Wartungsfreies Design:**
Lebenslange Stabilität, keine Rekalibrierung

- **Eliminiert Messfehler:**
Realtime Optimierung jeder der 8 Proben
- **Optionen für erweiterte Flexibilität:**
Fluoreszent Modul, Küvette und Sample Tracker