

## Combination Block, 15 x 0.5 ml and 20 x 1.5 ml

2000 rpm, for MultiTherm Touch



**Benchmark**  
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55H5100-CMB | **Benchmark** | Hersteller-Nr.: H5100-CMB

**463,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Blockformat:** 0.5 ml + 1.5 ml

**Kategorie:** Zubehör

**Verpackung:** 1 Stück

**Zubehör von:** MultiTherm Touch