

**Block, 4 x 50 ml**  
1000 rpm, for MultiTherm Touch



**Benchmark** Scientific

1 Stück  
Artikel-Nr.: 55H5100-500 | Benchmark | Hersteller-Nr.: H5100-500

**515,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

**Blockformat:** 50 ml  
**Kategorie:** Zubehör  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Zubehör von:** MultiTherm Touch