

## PreCision Serol. Pipette 1 ml, Farbcode gelb

Graduierung: 0.01 ml, bis -0.4 ml  
Polystyren (Polystyrol), steril



10 Beutel à 100 Stück in Einzelverpackung (1000)  
Artikel-Nr.: 766001E | Biozym

**63,00 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Jubiläumsaktion  
**Graduierung:** -0.4 ml, 0.01 ml, ja  
**Kategorie:** Serologische Pipetten  
**Maximalvolumen:** 1 ml  
**Pipettenspitzen Linie:** PreCision  
**Sterilität:** steril  
**Verpackung:** 10 Beutel à 100 Stück in Einzelverpackung (1000)

#### Serologische Pipette 1 ml

- Volumenbereich: 0,1 - 1,4 ml
- Länge: 282 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: gelb