

PreCision Serol. Pipette 1 ml, Farbcode gelb

Graduierung: 0.01 ml, bis -0.4 ml

Polystyren (Polystyrol), steril



40 Beutel à 25 Stück = 1000 Stück

Artikel-Nr.: 766001B | Biozym

94,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Graduierung: -0.4 ml, 0.01 ml, ja
Kategorie: Serologische Pipetten
Maximalvolumen: 1 ml
Pipettenspitzen Linie: PreCision
Sterilität: steril
Verpackung: 40 Beutel à 25 Stück = 1000 Stück

Serologische Pipette 1 ml

- Volumenbereich: 0,1 - 1,4 ml
- Länge: 282 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: gelb