

PreCision Serol. Pipette 2 ml, Farbcode grün

Graduierung: 0.01 ml, bis -0.5 ml

Polystyren (Polystyrol), steril



8 Beutel à 100 Stück in Einzelverpackung (800)

Artikel-Nr.: 766002E | Biozym

53,70 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Jubiläumsaktion
Graduierung: -0.5 ml, 0.01 ml, ja
Kategorie: Serologische Pipetten
Maximalvolumen: 2 ml
Pipettenspitzen Linie: PreCision
Sterilität: steril
Verpackung: 8 Beutel à 100 Stück in Einzelverpackung (800)

Serologische Pipette 2 ml

- Volumenbereich: 0,2 - 2,5 ml
- Länge: 284 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: grün