


PreCision Serol. Pipette 5 ml, Farbcode blau

Graduierung: 0.1 ml, bis -2.5 ml

Polystyren (Polystyrol), steril



6 Beutel à 50 Stück in Einzelverpackung (300)

Artikel-Nr.: 766003E | Biozym

31,80 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion
Graduierung: -2.5 ml, 0.1 ml, ja
Kategorie: Serologische Pipetten
Maximalvolumen: 5 ml
Pipettenspitzen Linie: PreCision
Sterilität: steril
Verpackung: 6 Beutel à 50 Stück in Einzelverpackung (300)

Serologische Pipette 5 ml

- Volumenbereich: 0,5 - 7,5 ml
- Länge: 342 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: blau