


## PreCision Serol. Pipette 5 ml, Farbcode blau

Graduierung: 0.1 ml, bis -2.5 ml

Polystyren (Polystyrol), steril



6 Beutel à 50 Stück in Einzelverpackung (300)

Artikel-Nr.: 766003E | Biozym

**53,00 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Graduierung:** -2.5 ml, 0.1 ml, ja  
**Kategorie:** Serologische Pipetten  
**Maximalvolumen:** 5 ml  
**Pipettenspitzen Linie:** PreCision  
**Sterilität:** steril  
**Verpackung:** 6 Beutel à 50 Stück in Einzelverpackung (300)

### Serologische Pipette 5 ml

- Volumenbereich: 0,5 - 7,5 ml
- Länge: 342 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: blau