


PreCision Serol. Pipette 10 ml, Farbcode orange

Graduierung: 0.1 ml, bis -3 ml

Polystyren (Polystyrol), steril



4 Beutel à 50 Stück in Einzelverpackung (200)

Artikel-Nr.: 766004E | Biozym

35,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Graduierung: -3 ml, 0.1 ml, ja
Kategorie: Serologische Pipetten
Maximalvolumen: 10 ml
Pipettenspitzen Linie: PreCision
Sterilität: steril
Verpackung: 4 Beutel à 50 Stück in Einzelverpackung (200)

Serologische Pipette 10 ml

- Volumenbereich: 1,5 - 13,0 ml
- Länge: 346 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: orange