


PreCision Serol. Pipette 10 ml, Farbcode orange

Graduierung: 0.1 ml, bis -3 ml

Polystyren (Polystyrol), steril



4 Beutel à 50 Stück in Einzelverpackung (200)

Artikel-Nr.: 766004E | Biozym

21,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote:	Frühlingsaktion
Graduierung:	-3 ml, 0.1 ml, ja
Kategorie:	Serologische Pipetten
Maximalvolumen:	10 ml
Pipettenspitzen Linie:	PreCision
Sterilität:	steril
Verpackung:	4 Beutel à 50 Stück in Einzelverpackung (200)

Serologische Pipette 10 ml

- Volumenbereich: 1,5 - 13,0 ml
- Länge: 346 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: orange