

PreCision Serol. Pipette 25 ml, Farbcode rot

Graduierung: 0.2 ml, bis -10 ml

Polystyren (Polystyrol), steril



4 Beutel à 50 Stück in Einzelverpackung (200)

Artikel-Nr.: 766005E | Biozym

40,20 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote:	Frühlingsaktion
Graduierung:	-10 ml, 0.2 ml, ja
Kategorie:	Serologische Pipetten
Maximalvolumen:	25 ml
Pipettenspitzen Linie:	PreCision
Sterilität:	steril
Verpackung:	4 Beutel à 50 Stück in Einzelverpackung (200)

Serologische Pipette 25 ml

- Volumenbereich: 2,0 - 35,0 ml
- Länge: 344 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: rot