

PreCision Serol. Pipette 25 ml, Farbcode rot

Graduierung: 0.2 ml, bis -10 ml

Polystyren (Polystyrol), steril



14 Beutel à 25 Stück = 350 Stück

Artikel-Nr.: 766005B | Biozym

119,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Graduierung: 0.2 ml, bis -10 ml, ja
Kategorie: Serologische Pipetten
Maximalvolumen: 25 ml
Pipettenspitzen Linie: PreCision
Sterilität: steril
Verpackung: 14 Beutel à 25 Stück = 350 Stück

Serologische Pipette 25 ml

- Volumenbereich: 2,0 - 35,0 ml
- Länge: 344 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: rot