


PreCision Serol. Pipette 50 ml, Farbcode violett

Graduierung: 0.5 ml, bis -10 ml

Polystyren (Polystyrol), steril



4 Beutel à 25 Stück in Einzelverpackung (100)

Artikel-Nr.: 766006E | Biozym

37,80 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Jubiläumsaktion
Graduierung: -10 ml, 0.5 ml, ja
Kategorie: Serologische Pipetten
Maximalvolumen: 50 ml
Pipettenspitzen Linie: PreCision
Sterilität: steril
Verpackung: 4 Beutel à 25 Stück in Einzelverpackung (100)

Serologische Pipette 50 ml

- Volumenbereich: 3,5 - 60,0 ml
- Länge: 342 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: violett