


## XXXPreCision Serol. Pipette 25mlkurz, Farbcode rot

Graduierung: 0.5 ml, bis -10 ml  
Polystyren (Polystyrol), steril



4 Beutel à 50 Stück in Einzelverpackung (200)  
Artikel-Nr.: 766015E | Biozym

**86,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

#### Serologische Pipette 25 ml, kurz

- Volumenbereich: 4,0 - 35,0 ml
- Länge: 232 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: rot