

Handschuhe SHIELDskin Xtreme Steril Latex 400 DI+

Größe 6.5, puderfrei
Kat. III PSA (EU) 2016/425



8 Polybags à 20 Paare
Artikel-Nr.: 743222 | SHIELD

535,04 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

AQL: 0.65
Einsatzbereich: Reinraum - DI+
Größe: XS/6.5
Handschuhdesign: einwandig, ganz texturiert, handspezifisch
Länge: 400 mm
Material: Latex
Produktlinie: SHIELDskin XTREME
Sterilität: steril
Verpackung: 8 Polybags à 20 Paare
Zertifikate: ISO 374-1 Type B KPT, ISO 374-5:2016 Level 3 Virus

Steril: Biologische Kontaminationskontrolle

- Sterile Reinraumhandschuhe
- KAT III PSA Handschuhe (Verordnung (EU) 2016/425)
- Komplexes Design - gegen tödliche, irreversible Risiken
- Puderfreier Naturlatexhandschuh
- Handspezifisch
- 400 mm / 0.18 mm (ISO 21420:2020+A1:2022)
- AQL 0.65 (EN 374-2:2019 Level 3)
- Virenpenetrationstest (ISO 16604:2004 Prozedur B & ASTM F1671-97b)
- Chemikalienspritzschutz - wasserdicht
- Auf Chemikalienpermeation getestet (EN 16523-1:2015+A1:2018)

- Typischer Partikelwert: weniger als 1100 pro cm² > 0.5 µm
- Gefahr Typ IV Chemikalienallergie reduziert