

Handschuhe SHIELDskin Xtreme Steril Latex 400 DI+

Größe 9.0, puderfrei
Kat. III PSA (EU) 2016/425



8 Polybags à 20 Paare
Artikel-Nr.: 743227 | SHIELD

535,04 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

AQL:	0.65
Einsatzbereich:	Reinraum - DI+
Größe:	L/9
Handschuhdesign:	einwandig, ganz texturiert, handspezifisch
Länge:	400 mm
Material:	Latex
Produktlinie:	SHIELDskin XTREME
Sterilität:	steril
Verpackung:	8 Polybags à 20 Paare
Zertifikate:	ISO 374-1 Type B KPT, ISO 374-5:2016 Level 3 Virus

Steril: Biologische Kontaminationskontrolle

- Sterile Reinraumhandschuhe
- KAT III PSA Handschuhe (Verordnung (EU) 2016/425)
- Komplexes Design - gegen tödliche, irreversible Risiken
- Puderfreier Naturlatexhandschuh
- Handspezifisch
- 400 mm / 0.18 mm (ISO 21420:2020+A1:2022)
- AQL 0.65 (EN 374-2:2019 Level 3)
- Virenpenetrationstest (ISO 16604:2004 Prozedur B & ASTM F1671-97b)
- Chemikalienspritzschutz - wasserdicht
- Auf Chemikalienpermeation getestet (EN 16523-1:2015+A1:2018)

- Typischer Partikelwert: weniger als 1100 pro cm² > 0.5 µm
- Gefahr Typ IV Chemikalienallergie reduziert