

Schraubverschlüsse, gelb, transparent

mit Dichtring
DNA-, DNase-, RNasefrei



10 Beutel à 500 Stück = 5000 Stück
Artikel-Nr.: 710714TX | Biozym

341,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: mit Dichtring

Farbe: gelb

Kategorie: Schraubverschlüsse

Verpackung: 10 Beutel à 500 Stück, 10 Beutel à 500 Stück = 5000 Stück

Passende Schraubverschlüsse für die Biozym Probenröhrchen aus dem Artikelnummernbereich 710690 bis 710709, Schraubverschlüsse mit eingelegtem Dichtring. Ohne Befestigungsschlaufe