


## PreCision Serol. Pipette 100 ml, Farbcode pink

Graduierung: 1.0 ml,  
Polystyren (Polystyrol), steril



2 Beutel à 25 Stück in Einzelverpackung (50)  
Artikel-Nr.: 766007E | Biozym

**32,40 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion  
**Graduierung:** 1.0 ml, ja  
**Kategorie:** Serologische Pipetten  
**Maximalvolumen:** 100 ml  
**Pipettenspitzen Linie:** PreCision  
**Sterilität:** steril  
**Verpackung:** 2 Beutel à 25 Stück in Einzelverpackung (50)

#### Serologische Pipette 100 ml

- Volumenbereich: 10 - 100,0 ml
- Länge: 346 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: pink