

BeadBlaster 96 Ball Mill Homogenizer, 230 V



Benchmark
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55IPD9600-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: IPD9600-E

9.900,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Kapazität (Tubes):96

Kategorie: Homogenisierer

Verpackung: 1 Stück

Homogenisierung von bis zu 96 Proben gleichzeitig sowie in diversen Probengefäßen (bis zu 50 ml)

- Schnelle Zellyse zur Extraktion von DNA, RNA und Proteinen in Mikrotiterplatten und diversen Probengefäßen
- Feinmahlung von Cannabis- und Hanfproben -
- Effiziente Homogenisierung von harten Proben wie beispielsweise Knochen und Zähnen
- Homogenisierung/Mischen von Pulvern und Suspensionen

