

DuraPorter XL Transport Box, blau

407 x 413 x 179 mm
inklusive MultiTube Rack Art.Nr. 732655



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 1 Stück
Artikel-Nr.: 761505 | Biozym

192,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Verpackung: Packung à 1 Stück

DuraPorter® XL - Der tragbare Probentransporter mit hohem Fassungsvermögen

Die zuverlässige Lösung für den sicheren und bequemen Transport von Laborproben, Instrumenten und weiteren, wertvollen Gegenständen - entwickelt für die Anforderungen klinischer Labore und Forschungslabore.

Durch seine Größe ist der Container ideal für den Transport einer großen Menge von Proben.

Das transparente Deckel-Design trägt zur Einhaltung der OSHA 29 CFR 1910.1030-Normen bei, ohne dass die Behälter neu etikettiert werden müssen. Der Benutzer kann mit einem Blick die Unversehrtheit der Proben überprüfen – so wird die Transportanforderungen für Sekundärverpackungen nach UN3373 erfüllt.

- Der Behälter ist ausgestattet mit gelenkigen Silikongriffen für eine komfortable und sichere Handhabung.
- Die Silikondichtung des Deckels sorgt für ein dichtes Gehäuse: die Proben sind vor den meisten Umwelteinflüssen geschützt.
- Doppelte Verschlüsse mit Sicherheitsetikett garantieren einen sicheren Verschluss, der die Integrität und Authentizität Ihrer Proben sicherstellt.

Die Duraporter XL Transportbox wird mit einem MultiTube-Rack-Einsatz zur Aufnahme verschiedener Röhrchengrößen geliefert.

Dieser ist auch zusätzlich bestellbar unter der Art.-Nr. 732655

Zusätzlich sind zwei weitere Einsätze für Blutröhrchen bis zu 10 ml und allgemeine Forschungsröhrchen bis zu 15 ml separat erhältlich:

Art.-Nr. 732657 Duraporter XL SmallTube Rack Insert

Art.-Nr. 732656 Duraporter XL LargeTube Rack Insert

Das untere Fach ist großzügig bemessen, sodass die meisten Röhrengestelle, Instrumente oder Verbrauchsmaterialien nach Ihren jeweiligen spezifischen Anforderungen transportiert werden können.