

## DuraPorter XL Small Tube Rack Insert

für 168 x 3.5 ml bis 7.5 ml Blutproben Gefäße  
168 x 13 mm wells, Deckel abnehmbar



Packung à 3 Stück  
Artikel-Nr.: 732657 | Biozym

**103,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Verpackung:** Packung à 3 Stück

- Passend für den DuraPorter® XL Proben­transport­behälter mit hohem Fassungsvermögen
- Thermogeformtes PETG
- Rack-Einsätze können separat verwendet werden
- Der Deckel lässt sich zur einfachen Reinigung vollständig abnehmen
- Einsatz tief genug, um mit Eis gefüllt zu werden