



DeNovix

1 Stück

Artikel-Nr.: 31APP-HEPATOCYTE | DeNovix

2.395,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

Die Hepatozyten-App nutzt einen Machine Learning Algorithmus sowie AO/PI, um Proben sowohl im Hellfeld- als auch im dualen Fluoreszenzkanal zu analysieren. Lebende Hepatozyten, lebende Lymphozyten und andere kernhaltige Zellen werden im grünen Kanal erkannt. Tote Hepatozyten, freie Kerne und andere tote kernhaltige Zellen werden im roten Kanal erkannt. Überzählige Zelltrümmer werden im Hellfeldkanal erkannt. Diese App erfordert einen Aktivierungscode sowie ein CellDrop-Gerät mit ausreichend Prozessor-RAM. Weitere Informationen erhalten Sie von DeNovix oder Ihrem DeNovix-Händler.

Webinar | Automated Hepatocyte Counting: New Technology for Simple, Reliable Counts