

FrameStar 96 PCR Plate, clear Wells, black Frame

High Profile, cut A12
Semi-Skirt, breakable vertically, 2D coded




Abbildung ähnlich (clear Wells, white Frame)



Packung à 50 Stück
Artikel-Nr.: AF4TI-1000-X-2D | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-1000/X/2D

360,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: A12
Eigenschaften: breakable, mit Barcode, rigid frame
Farbe: Rahmen: schwarz, farblos
Format: semi skirted
Kategorie: 96-Well Platte
Produktlinie: FrameStar
Profil: High Profile
Verpackung: Packung à 50 Stück
Volumen: 0.2 ml