

AccuGENE Molecular Biology Water

Produktion in den USA



Lonza

10 Liter

Artikel-Nr.: 831223-US | Lonza | Hersteller-Nr.: 51223

98,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eigenschaften: Nuklease- und Protease-frei

Kategorie: Puffer für Molekular- und Proteinbiologie

Produkttyp: Wasser

Verpackung: 10 Liter

Praktisch – „Ready-to-use“

Die Vorteile:

- Zuverlässig – reproduzierbare Ergebnisse durch aufwändige Leistungs- und Qualitätskontrollen
- Effizient – spart wertvolle Laborzeit
- „High Quality“ – Garantiert DNase-, RNase- und Protease-frei

Lagerbedingungen:

18 °C - 24 °C