

50 ml WorkRack, orange

für 25 x 50 ml (29 mm) Gefäße
LxBxH = 213 x 179 x 32 mm



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 5 Stück
Artikel-Nr.: 733197 | Biozym

69,30 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack:	Arbeit
Durchmesser des Röhrchens:	29 mm
Farbe:	orange
Gefäßgröße:	50 ml
Stellplätze:	25
Verpackung:	Packung à 5 Stück

Arbeitsrack

- Das aus Polypropylen bestehende 50 ml WorkRack bietet 25 x 50 ml Gefäßen Platz.
- Die Wells sind nummeriert.
- Das autoklavierbare Rack ist bis -90° C einsetzbar.