

50 ml WorkRack, farblich gemischt

je 5 x blaue, rote, orange, für 25 x 50 ml Gefäße

LxBxH = 213 x 179 x 32 mm



Packung à 15 Stück

Artikel-Nr.: 733198 | Biozym

202,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack:	Arbeit
Durchmesser des Röhrchens:	29 mm
Farbe:	farblich gemischt
Gefäßgröße:	50 ml
Stellplätze:	25
Verpackung:	Packung à 15 Stück

Arbeitsrack

- Das aus Polypropylen bestehende 50 ml WorkRack bietet 25 x 50 ml Gefäßen Platz.
- Die Wells sind nummeriert.
- Das autoklavierbare Rack ist bis -90° C einsetzbar.