

Digitaler 3D-Schüttler RS-DS 6



1 Stück
Artikel-Nr.: 556221 | Biozym

485,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

- **Schüttelbewegung:** 3D orbital
- **Winkel:** 10° max.
- **Schüttelgewicht:** 2 kg
- **Geschwindigkeit:** 10 bis 80 rpm
- **Motor:** DC, bürstenlos
- **Timer:** 1 min bis 99 h 59 min
- **Betrieb:** Timer- und Dauerbetrieb
- **Anzeige:** LED
- **Abmessungen:** 29,5 x 35,0 x 17,0 cm
- **Abmessungen Plattform:** 26,8 x 26,8 cm
- **Schutzklasse:** IP 21
- **Spannung:** 100-240 V
- **Leistungsaufnahme:** 20 W
- **Gewicht:** 3,7 kg

Beschreibung

Applikation:	Gelfärben und Blotting, Kühlraum, Tubes
Bewegung:	3D
CO2 geeignet:	nein
Display:	ja
Drehzahl:	über 30 rpm
Variable Drehzahl:	ja
Variabler Neigungswinkel:	nein

Verpackung: 1 Stück

- LED-Display zur separaten Anzeige von Geschwindigkeit und Zeit
- Kompakter Schüttler mit einer maximalen Beladung von 2 kg
- 3D-Bewegung
- Timer- und Dauerbetrieb
- Inkl. festem Schalenaufsatz
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- Einfache Bedienung
- Garantie: 2 Jahre