

## Push In Cap, naturfarben

für 12 mm Culture Tubes  
Polyethylen



SCIENCE IS OUR BUSINESS



SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Beutel à 1000 Stück  
Artikel-Nr.: 761200 | Biozym

**53,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Deckel:** Stopfen

**Farbe:** natur

**Material:** PE

**Sterilität:** unsteril

**Verpackung:** 1 Beutel à 1000 Stück

- Polyethylen - Plug Typ (Stopfen)
- 6 Farben verfügbar
- Nicht steril

Die Plug In Stopfen sind aus Polyethylen gefertigt. Sie eignen sich für Tubes mit einem Außendurchmesser von 12 mm.  
Nicht autoklavierbar.