

Push In Cap, weiß

für 12 mm Culture Tubes
Polyethylen



1 Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 761207 | [Biozym](#)

53,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Stopfen
Farbe: weiß
Material: PE
Sterilität: unsteril
Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück

- Polyethylen - Plug Typ (Stopfen)
- 6 Farben verfügbar
- Nicht steril

Die Plug In Stopfen sind aus Polyethylen gefertigt. Sie eignen sich für Tubes mit einem Außendurchmesser von 12 mm. Nicht autoklavierbar.