

**Push In Cap, naturfarben**  
für 15 ml Centrifuge Tubes Art. 761160 bis -62  
Polyethylen



1 Beutel à 1000 Stück  
Artikel-Nr.: 761210 | Biozym

**79,60 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

**Deckel:** Stopfen  
**Farbe:** natur  
**Material:** PE  
**Sterilität:** unsteril  
**Verpackung:** 1 Beutel à 1000 Stück

- Polyethylen - Plug Typ (Stopfen)
- 6 Farben verfügbar
- Nicht steril

Die Plug In Stopfen sind aus Polyethylen gefertigt.

Sie eignen ausschließlich sich für die Zentrifugen Röhren mit einem Außendurchmesser von 15 mm.

Nicht autoklavierbar.