

Push In Cap, rot

für 15 ml Centrifuge Tubes Art. 761160 bis -62
Polyethylen



1 Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 761211 | Biozym

79,60 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Stopfen
Farbe: rot
Material: PE
Sterilität: unsteril
Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück

- Polyethylen - Plug Typ (Stopfen)
- 6 Farben verfügbar
- Nicht steril

Die Plug In Stopfen sind aus Polyethylen gefertigt.

Sie eignen ausschließlich sich für die Zentrifugen Röhrchen mit einem Außendurchmesser von 15 mm.

Nicht autoklavierbar.