

Flange Plug Caps, weiß

für 16 mm Tubes und Küvetten
Polyethylen



1 Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 761267 | Biozym

79,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Stopfen
Farbe: weiß
Material: PE
Sterilität: unsteril
Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück

- Polyethylen
- Einfachstes Anbringen und Abnehmen bei 16 mm Tubes und Röhrchen
- Schutz vor gefährlichen Aerosolen und Mikroorganismen
- In 6 Farben erhältlich
- Nicht steril
- Nicht autoklavierbar

Diese Deckel sind mit zwei flexiblen Flanschen ausgestattet, die einen dichten Verschluss gewährleisten. Sie passen auf Reagenzgläser, aber auch auf Rundküvetten und Zentrifugenröhrchen mit einem Durchmesser von 16 mm