

Flange Plug Caps, naturfarben

für 12 mm Tubes und Küvetten
Polyethylen



1 Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 761270 | Biozym

50,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Stopfen
Farbe: natur
Material: PE
Sterilität: unsteril
Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück

- Polyethylen
- Einfachstes Anbringen und Abnehmen bei 12 mm Tubes und Röhrchen
- Schutz vor gefährlichen Aerosolen und Mikroorganismen
- In 6 Farben erhältlich
- Nicht steril
- Nicht autoklavierbar

Diese Deckel sind mit zwei flexiblen Flanschen ausgestattet, die einen dichten Verschluss gewährleisten. Sie passen auf Reagenzgläser, aber auch auf Rundküvetten und Zentrifugenröhrchen mit einem Durchmesser von 12 mm