

Universal Fit Cap, gelb

für 12 mm - 16 mm Tubes
Polyethylen



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 761284 | Biozym

50,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Deckel Stopfen
Farbe: gelb
Material: PE
Sterilität: unsteril
Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück

- Polyethylen
- Zum sicheren Verschluss von Tubes Röhrchen mit 12 mm bis 16 mm Außendurchmesser
- Schützt vor Aerosolen hochinfektiöser Mikroorganismen
- Nicht Steril
- Nicht autoklavierbar
- Erhältlich in 8 Farben

Designet für den einfachen Verschluss sowie das einfache Öffnen von Tubes & Röhrchen mit einem Durchmesser von 12 bis 16 mm. Die Universalen Verschlüsse sind ideal für z.B. das Wiederverschließen der meisten Blutentnahmeröhrchen mit 12 mm und 16 mm Außendurchmesser.

Die flexiblen Universal-Verschlüsse schützen vor Aerosolen von gefährlichen Mikroorganismen. Sie schützen Proben vor Kreuzkontaminationen und Laborarbeitsbereiche vor Infektionen und Verschüttungen. Die Universal Caps™ werden aus Polyethylen niedriger Dichte präzise geformt und sitzen fest auf dem Röhrchen. Universal Fit Caps sind auch bei starker Belastung, einschließlich Zentrifugation, sehr robust.

Nicht für das Autoklavieren geeignet